Gro Cine H19814

Medidor de pH, EC, TDS e temperatura com calibração rápida



MANUAL DE INSTRUÇÕES



Estimado Cliente

Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments. Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente, antes de utilizar o medidor.

Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o medidor corretamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade.

Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em nos contactar para assistencia@hanna.pt ou visite a nossa página www.hanna.pt

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial é proibida sem o consentimento por escrito do detentor dos direitos, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

ÍNDICE

Índice
Exame preliminar
Descrição geral e finalidade de utilização4
Características principais5
Descrição do mostrador5
Especificações6
Guia de funcionamento
Calibrações
Substituição das pilhas14
Acessórios
Manutenção do elétrodo
Certificação
Recomendações de utilização
Garantia

Retire o medidor da embalagem e examine-o. Certifique-se de que não sofreu danos no transporte. Se detetar quaisquer danos, contacte imediatamente o Apoio a Clientes Hanna Instruments.

Cada medidor é fornecido com:

- HI1285-7 sonda de pH /EC/TDS com sensor de temperatura incorporado, conector DIN e cabo de 1m.
- HI50036 Saqueta de solução de calibração rápida (3 un.)
- HI700661 Saqueta de solução de limpeza para elétrodo para agricultura (3 un.)
- Pilhas alcalinas: 1.5V AAA (3 un.)
- Certificado de calibração do medidor
- Certificado de calibração da sonda
- Manual de instruções em português

Nota: Conserve a embalagem completa até ter a certeza que o equipamento funciona corretamente. Em caso de anomalia, todos os medidores e acessórios devem ser devolvidos na sua embalagem original.

O HI9814 é um medidor de pH, condutividade, sólidos totais dissolvidos e temperatura para a maioria das medições necessárias em hidroponia, aquaponia ou em geral na agricultura. A utilização do medidor é simplificada, necessitando apenas de duas teclas para executar todas as operações e configurações. O corpo possui proteção à água IP67.

A sonda multiparâmetros H11285-7 incluída, mede pH, EC/ TDS e temperatura numa única sonda robusta e conveniente. A sonda incorpora um pré-amplificador para proteger a medição de pH contra o ruído elétrico transitório. As fontes de ruído elétrico incluem os balastros utilizados na iluminação e as bombas para circulação da água e de soluções nutritivas. Outras características selecionáveis pelo incluem-se fatores de TDS de 0,5 e 0,7 assim como desligar automático após 8 minutos ou 60 minutos de inatividade para prolongar a vida da pilha.

- Medições simultâneas de pH, EC/TDS e temperatura;
- Calibração de pH e EC automática e selecionável
- Unidade de temperatura selecionável.
- Apresentação da condição do elétrodo de pH
- mV da medição pH para verificação do elétrodo de pH
- Últimos pontos de calibração para pH e EC
- HI1285-7 Sonda para pH/EC/TDS/Temperatura.
- Sistema de ligação rápida da sonda
- Indicação de carga de pilha remanescente e deteção de baixa energia
- Função de desligar automático (auto-off)
- Som de confirmação de premir de tecla
- Corpo com proteção à água IP67
- 1 Etiqueta de calibração rápida
- 2 Indicador de estabilidade
- 3 Mostrador principal
- 4 Percentagem da pilha
- 5 Mostrador secundário
- 6 Indicador da condição do elétrodo
- 7 Fator de conversão TDS
- 8 Indicador de baixa carga de energia
- 9 Padrão de calibração de pH utilizado
- 10 Indicador de compensação automática da temperatura
- 11 Unidade de medição
- 12 Unidade de temperatura
- 13 Terceiro mostrador
- 14 Indicador de modos do medidor



-2,00 a 16,00 pH ±825 mV (pH-mV) 0,00 a 6,00 mS/cm(EC) ** 0 a 3000 ppm (FC 0,5)/ 0 a 3990 ppm (FC 0,7 -5,0 a 105,0 °C/ 23,0 a 221,0 °F
0,01 pH 1 mV (pH-mV) 0,01 mS/cm 10 ppm (mg/L) 0,1 °C / 0,1 °F
$\pm 0.02 \text{ pH}$ $\pm 1 \text{ mV (pH-mV)}$ $\pm 2\% \text{ G.C.}$ $\pm 2\% \text{ G.C.}$ $\pm 0.5 \text{ °C/} \pm 1.0 \text{ °F}$
pH - Automática; EC- automática, com β = 1,9%/°C
Automática, 1 ou 2 ponto, selecionável entre: Padrão 4,01; 7,01; 10,0 pH Calibração a um ponto usando a solução de calibração rápida
Automática, um ponto a 1,41 mS/cm ou 5,00 mS/cm Calibração a um ponto usando a solução de calibração rápida
0.5 (500 ppm) ou 0.7 (700 ppm)
H11285-7 Sonda de pH/ EC/TDS/temperatura, conector DIN e cabo de 1 m
1,5V AAA (3 un.), cerca de 600 horas de uso contínuo
Selecionável: após 8 min, 60 min, desativado
0 a 50 °C (32 a 122 °F) HR máx. 100%
154 x 63 x 30 mm
196 g (com pilhas)
IP67

 $^{^{\}star}\text{A}$ gama de pH está limitada de 0 a13 pH e a gama de temperatura de 0 a 50 °C utilizando a sonda H11285-7.


^{**}mS/cm é apresentado como mS no ecrã.

^{***} Fator de conversão TDS: 1000 μ S/cm = 500 ppm com FC de 0,5.

Cada instrumento é fornecido com pilhas. Antes de utilizar o medidor pela primeira vez, abra o compartimento das pilhas e insira as pilhas, observando a correta polaridade (consulte "Substituição das pilhas").

LIGAR A SONDA

Com o medidor desligado, ligue a sonda H11285-7 à ficha DIN localizada na parte inferior do medidor, alinhando os pinos e empurrando a ficha com firmeza. Antes de realizar medições, retire a tampa de proteção da sonda.



Ligar o medidor

Para ligar o medidor, prima a tecla na parte da frente do medidor. Caso não se ligue, certifique-se que as pilhas estão corretamente instaladas.

O medidor possui um sinal sonoro que se ativa quando é premida uma tecla.

Ao ligar-se, o medidor apresenta todos os segmentos do LCD por alguns segundos, seguidos pela indicação da percentagem de carga de pilha remanescente; apresentando a mensagem WAIT (Aguarde) até que a verificação do elétrodo esteja em progresso e, de seguida, entra em modo de medição normal.



Nota: O medidor deteta a presença e o tipo de sonda.

- Se o elétrodo não está ligado, aparece a mensagem "NO"
 "PROBE" (Sem elétrodo) na terceira linha do ecrã.
- -Se o elétrodo não é compatível, aparece a mensagem "*WRONG" "PROBE*" na terceira linha do ecrã com "---" a intermitente na primeira linha do ecrã.

Nota: A sonda de pH H112943 pode ser utilizada neste medidor, mas a leitura de condutividade não será apresentada. A mensagem "---"e " **NoEC**" será apresentada.

- Se as leituras estão fora de gama, são apresentados os limites de gama mais próximos (Ex. -2,00 pH -5,0°C).

Entrar no modo de calibração

Prima e mantenha premido o botão (b) até que as indicações "POWER" e Fra sejam substituídas por "QUICK" CAL se estiver selecionada a calibração rápida no menu de definições, ou "PH STD" CAL ou "EC STD" CAL se estiver selecionada a calibração standard no menu definições. Solte a tecla.

Entrar no modo de definições

Num ecrá de medição, prima e mantenha premida a tecla de até que "STD" e Al sejam substituídos por "SETUP" e Solte a tecla.

Desligar o medidor

Em modo de medição, prima a tecla ��"POWER" e aparecerão. Solte a tecla.

CONFIGURAÇÃO DO MEDIDOR

O modo de definições permite a configuração dos parâmetros: Unidade de temperatura, Desligar automático, Tipo de calibração, Som de confirmação, Resolução de pH, informação da calibração de pH e fator de conversão TDS.

 "TEMP" é apresentado na terceira linha do ecrã com a atual unidade de temperatura (Ex.: "TEMP °C"), para seleção °C/°F, utilize a tecla SET. Após selecionar a unidade de temperatura, prima ⁽¹⁾ para confirmar e entrar na selecão "A-OFF". JEMP

• Utilize a tecla SET , para alternar entre as opções de desligar automático: 8 min.("8", valor

predefinido), 60 min. ("60"), Desativado ("---"). Prima 🕲 para confirmar e entrar na selecão do tipo de calibração.

A-OFF

 É apresentado o símbolo CAI. Utilize a teda SET para escolher entre "STD" (calibração standard) ou "QUICK" (calibração rápida a um ponto). Prima @para confirmar e entrar na selecão "BEEP".

OUICK

- Para ligar ou desligar o som das teclas, prima a tecla SET; prima para confirmar e entrar na seleção de informação de calibração do elétrodo "INFO".
- INFO
- Para ligar e desligar o indicador da condição do elétrodo no LCD, prima a tecla SET; prima para sair das opções de definições; altere a definição com a tecla SET e, em seguida, prima
 para confirmar e introduzir o fator de conversão TDS "CONV".

EONI'

• "CONV" é apresentado na terceira linha do ecrã com o atual fator de TDS (ex.: "0,50"), para selecionar o fator de TDS"0,70", use a tecla SET. Prima "

para confirmar e voltar ao modo normal.

MEDICÃO DE PH

Assegure-se de que o medidor foi calibrado antes de ser utilizado.

Se a sonda está seca, mergulhe-a em solução de armazenamento H170300 durante 30 minutos para a reativar.

Se estiver sujo, limpe o elétrodo mergulhando-o em solução de limpeza durante 20 min. e, em seguida, enxague a ponteira e mergulhe-o em solução de armazenamento durante 30 min., no mínimo, antes de utilizá-lo. Enxague bem o elétrodo e sacuda o as gotas de água. Volte a calibrar antes de utilizar. Mergulhe o elétrodo na amostra a ser testada e agite-o cuidadosamente. Aguarde até que a \boxtimes desapareça do LCD.

O valor de pH (compensado automaticamente na temperatura) é indicado na área principal do LCD, enquanto na área secundária

é apresentado o valor de EC, TDS ou valor de pH-mV e na terceira linha do LCD é indicada a temperatura da amostra.

Se as medições são efetuadas sucessivamente em diferentes amostras,

recomenda-se enxaguar bem[†] a extremidade da sonda para eliminar a contaminação cruzada. Para uma maior precisão, recomenda-se uma calibração frequente do sensor de pH em conjunto com o medidor. Para além disto, o medidor deve ser calibrado sempre que:

- a) O elétrodo de pH é substituído.
- b) Após testar químicos agressivos.
- c) É necessária uma alta precisão.
- d) Pelo menos uma vez por mês.
- e) Após limpar a sonda.
- †A extremidade da sonda deve ser enxaguada com água purificada (osmose inversa, destilada, ou desionizada) antes e depois de a colocar em qualquer solução (padrão, de armazenamento ou amostra).

Siga as instruções para realizar uma calibração em 1 ou 2 pontos:

MEDIÇÃO NA SEGUNDA LINHA

Em modo de medição, prima a tecla **SET** para navegar entre medição EC, TDS ou mV de pH no ecrã secundário.

MEDIÇÃO DE EC


Enxague a extremidade da sonda com água limpa abundante para remover a solução de armazenamento, padrões ou amostras. Sacuda quaisquer gotas que estejam presentes. Coloque a sonda na amostra a ser testada. Use copos de plástico para minimizar quaisquer interferências eletromagnéticas. Bata cuidadosamente com o elétrodo no fundo do copo para remover bolhas de ar que possam estar presas dentro da sua extremidade.

Aguarde alguns minutos para que o sensor de temperatura alcance o equilíbrio térmico, quando a etiqueta Z desaparece. O valor de EC e de TDS (compensado automaticamente pela temperatura) é apresentado na área secundária do LCD, enquanto que na terceira linha do ecrã é indicada a temperatura da amostra.

MODO HOLD

Em modo de medição, prima e mantenha a tecla **SET** até que **HOLD** apareça no na terceira linha do ecrã durante 1 segundo. A leitura serão fixada no ecrã com "**H**" a intermitente.

Prima qualquer tecla para voltar às medições ativas.



CALIBRAÇÃO DE pH

Selecione o tipo de calibração "STD" AB nas definições do medidor. Coloque o sensor no primeiro padrão de calibração. Se pretender realizar uma calibração em 2 pontos, use primeiro a solução padrão pH 7,01. O medidor entra em modo de calibração, indicando pH 7,01 USE" AB com a intermitente.

pH NUM SÓ PONTO

- Coloque o elétrodo em qualquer padrão do conjunto de padrões selecionado. O medidor reconhece automaticamente o valor padrão.
- 6.98 ATC
- Se o padrão não é reconhecido ou o offset de calibração está fora da gama aceitável, "---WRONG" será apresentado.
- 3. Se o padrão for reconhecido, "REC" é indicado e, em seguida, "WAIT" até que a calibração seja aceite.

Se usar pH 7,01, após o padrão ser aceitado, pressione qualquer tecla para sair. A mensagem "SAVE" é indicada e o medidor volta ao modo de medição de pH.

Se usar o padrão pH 4,01 ou 10,01, a mensagem "SAVE" é indicada e o medidor volta ao modo de medição de pH.

pH EM DOIS PONTOS

Prossiga com os passos 1 a 3 para a calibração num só ponto, usando primeiro o padrão pH 7,01. Depois siga estes passos:

É indicada a mensagem "pH 4,01 USE". Coloque o elétrodo no segundo padrão de calibração (pH 4,01 ou 10,01) Quando o segundo padrão é aceite, o mostrador indicará "SAVE" por um segundo e o medidor voltará ao modo de medição normal.

Se o padrão não é reconhecido ou o slope de calibração está fora da gama aceitável, "---- WRONG" é apresentada. Substitua o padrão, limpe o elétrodo ou pressione qualquer tecla para sair da calibração.

Para uma maior precisão, recomenda-se sempre realizar uma calibração em dois pontos.

Quando o procedimento de calibração está concluído, o símbolo [CAI] liga-se juntamente com os pontos de calibração.

Sair da calibração e fazer o restauro dos valores predefinidos

Após entrar em modo de calibração e antes de ser aceite o primeiro ponto, é possível desistir do procedimento e voltar aos dados da última calibração, premindo a tecla . O mostrador indicará "ESC" por um segundo e o medidor voltará ao modo normal.

Para restaurar os valores por defeito e apagar uma calibração anterior, pressione a tecla **SET** após entrar em modo de calibração e antes de ser aceite o primeiro ponto.

O mostrador indica "CLEAR" por 1 segundo, o medidor restaura a calibração predefinida e o símbolo CAL com os pontos de calibração desaparece.

CALIBRAÇÃO RÁPIDA DE pH E EC

Selecione o tipo de calibração "QUICK" nas definições do medidor. Entre no modo de calibração Mergulhe a sonda na solução de calibração H150036. Quando o valor padrão for reconhecido e for alcançada a estabilidade, o medidor aceita automaticamente o valor de calibração. O ecrã indicará "SAVE" durante 1 segundo e, em seguida, o medidor voltará ao modo de medição normal. Se o padrão não é reconhecido ou o slope de calibração está fora da gama aceitável, "--- WRONG" será apresentado. Substitua a solução de calibração, limpe o elétrodo ou prima qualquer tecla para sair da calibração. Quando o procedimento de calibração está concluído, aparece a etiqueta (CILCE)

CONDIÇÃO DO ELÉTRODO DE pH

O mostrador possui um ícone de elétrodo (a não ser que esta função esteja desativada nas definições) que indica o estado do

elétrodo após a calibração. A "condição" permanece ativa durante 12 horas (a não ser que sejam retiradas as pilhas).

A condição do elétrodo é avaliada somente se a atual calibração de pH possui dois pontos.

- 5 barras: em excelente condição
- 4 barras: em muito boa condição
- 3 barras: em boa condição
- 2 barras: em razoável condição
- 1 barra: em má condição
- 1 barra a intermitente: em muito má condição

Com 1 barra, recomenda-se limpar o elétrodo e voltar a calibrá-lo. Se mesmo assim é apresentada 1 barra ou 1 barra a intermitente, substitua o elétrodo.

VERIFICAÇÃO DO SENSOR

Ao definir o medidor para a gama pH-mV, pode verificar o estado do sensor a qualquer momento. O valor de offset é a mV leitura no padrão pH 7,01 (@ 25 °C/77 °F). Se esta leitura se encontrar fora da gama \pm 30 mV, o elétrodo é considerado em muito má condição. O valor de slope do sensor é a diferença entre as leituras nos padrões pH 7,01 e pH 4,01. Quando o slope alcança um valor de cerca de 150 mV, o elétrodo é considerado em muito má condição. Quando é indicado má condição ou muito má condição, recomenda-se substituí-lo por um novo.

Nota: Para assegurar leituras fiáveis, o elétrodo deve ser limpo com solução de limpeza antes de medir o offset e, em seguida, hidratado em solução de armazenamento durante 30 minutos, no mínimo, antes de calibrar o elétrodo.

Calibração de EC

Enxague a extremidade da sonda e sacuda quaisquer gotas que estejam presentes. Selecione o tipo de calibração "EC STD" CAL.

O medidor entra em modo de calibração, indicando "1,41 USE" com a etiqueta CAL a intermitente. Mergulhe a extremidade do elétrodo em solução de calibração 1,41 mS/cm ou 5,00 mS/cm. Se o valor do padrão é reconhecido, é apresentado "REC" e, em seguida, "WAIT" até a calibração ser aceite. O ecrá indicará "SAVE" durante 1 segundo e, em seguida, o medidor voltará ao modo de medição normal. Se o standard não é reconhecido, é indicado "--- WRONG". Substitua a solução padrão, limpe o elétrodo ou prima qualquer tecla para sair da calibração. Quando o procedimento de calibração está concluído, aparece a ES.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS


Quando a percentagem de carga das pilhas é inferior a 10%, o símbolo da pilha aparece a intermitente no ecrã para avisar o utilizador.



Sistema de prevenção de erro por pilha (BEPS)

Se o nível de carga da pilha está demasiado baixo ("0%") o mostrador apresenta "bAtt", "DEAD" (Pilha esgotada) durante alguns segundos e o medidor desliga-se. Substitua imediatamente as pilhas por novas.

Pode aceder às pilhas abrindo a tampa do compartimento das pilhas, localizado na parte de trás do instrumento. Retire primeiro a borracha de proteção, caso esteja colocada.



Substitua as três pilhas alcalina de 1,5V AAA que se encontram no compartimento, observando a polaridade correta.



Volte a colocar a tampa do tampa e certifique-se de que a tampa ficou corretamente encaixada.

HI1285-7	Sonda de pH/condutividade com sensor de temperatura incorporado, conector DIN e cabo de 1 m
HI50036P	Solução de calibração rápida, saquetas de 20 ml (25 un.)
HI5036-012	Solução de calibração rápida, 120 ml
HI5036-023	Solução de calibração rápida, 230 ml
HI5036-050	Solução de calibração rápida, 500 ml
HI7004-023	Padrão de calibração pH 4,01, 230 ml
HI7007-023	Padrão de calibração pH 7,01, 230 ml
HI7010-023	Padrão de calibração pH 10,01, 230 ml
HI7031-023	Solução GroLine de calibração 1413 μ S/ cm, 230 ml
HI7039-023	Solução GroLine de calibração 5000 μ S/ cm, 230 ml
HI70061G	Saquetas de solução de limpeza GroLine para uso geral, 20 ml (25 un.)
HI710030	Borracha de proteção verde em silicone
HI76405	Suporte para elétrodo
	<u> </u>



PREPARAÇÃO

- Remova tampa de proteção. NÃO SE ALARME SE EXISTIREM DEPÓSITOS DE SAL.
- Enxague o elétrodo com água purificada.
- Agite o elétrodo como o faria com um termómetro de vidro para eliminar quaisquer bolhas de ar dentro do bolbo de vidro.
- Se o bolbo e/ou junção estão secas, mergulhe o elétrodo na solução de armazenamento HI70300 durante 30 minutos, no mínimo.
- Enxague bem após remover a sonda da solução de armazenamento. Deve ser removida toda a solução de armazenamento dos elétrodos de EC para que funcionem corretamente. A solução de armazenamento é muito condutora.
- Calibre o elétrodo antes de utilizar.

ARMAZENAMENTO

- Para minimizar as acumulações e garantir um tempo de resposta rápido, o bolbo de vidro e a junção devem manterse húmidas e não deixar que sequem.
- Volte a colocar a tampa de proteção, colocando no seu interior algumas gotas de solução de armazenamento H170300.
- Antes de efetuar medições, siga a secção PREPARAÇÃO indicada acima

Nota: Nunca armazene o elétrodo em água destilada.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

 INSPECIONE a sonda, especialmente o bolbo de pH, para verificar a existência de arranhões ou quebras. Se existirem, substitua o elétrodo.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA

 Mergulhe em solução de limpeza geral da Hanna HI7061 ou solução de limpeza geral para agricultura HI700661P durante 20 minutos. Enxague bem e calibre antes de utilizar.

IMPORTANTE: Após realizar qualquer procedimento de limpeza enxague bem o elétrodo com água destilada. Mergulhe o elétrodo em solução de armazenamento H170300 durante 30 minutos. Enxague bem. Deve ser removida toda a solução de armazenamento das sondas de EC para que funcionem corretamente. A solução de armazenamento é muito condutora. Calibre o elétrodo antes de realizar medicões.

RASTREIO DE PROBLEMAS

Medidor: Siga os procedimento de funcionamento e de calibração indicados neste manual.

Elétrodo de pH: Avalie o desempenho do seu elétrodo através do procedimento de Verificação do sensor na página 13.

Célula de EC: Enxague o elétrodo com água abundante. Em seguida, enxague com água desionizada ou destilada. Sacuda as gotas de água. Coloque a extremidade numa amostra nova de padrão de condutividade (ou TDS). Observe a leitura no ecrã. Se a leitura estiver próxima do valor do padrão, uma calibração deve corrigir o valor. Se o valor estiver desviado, verifique se existe algum resíduo preso ao elétrodo. Remova o resíduo cuidadosamente, enxague e repita o teste. Se a leitura de EC continua desviada, deve substituir a sonda.

Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com **as Diretivas CE**.



RoHS compliant

Eliminação de equipamento elétricos e eletrónico. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Deve ser reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado para equipamentos elétricos e eletrónicos.

Eliminação de resíduos de pilhas. Este produto contém pilhas, não as elimine juntamente com outros resíduos domésticos. Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos apropriado para reciclagem.

A correta eliminação do produto e das pilhas previne potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde pública. Para obter mais informações, contacte o centro de tratamento de resíduos da sua área ou o mais próximo.



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no ambiente em o vai utilizar. Qualquer alteração a estes instrumentos introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do desempenho EMC dos medidores. Para sua segurança e do medidor, não utilize nem armazene o medidor em ambientes perigosos.

Garantia | O H19814 possui dois anos de garantia contra defeitos de fabrico na manufatura e em materiais auando utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as suas instruções. Esta garantia limita-se à sua reparação ou substituição sem encargos. Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia. Caso necessite de assistência técnica, contacte a Hanna Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, data de aquisição, número de série (inscrito na parte de trás do medidor) e a natureza do problema. Se a reparação não se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o medidor à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização junto do Departamento de Apoio a Clientes. Proceda depois ao envio, com todos os portes pagos. Quando expedir qualquer medidor, certifique-se que está corretamente embalado e bem acondicionado e protegido.

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o design, construção e aparência dos seus produtos sem aviso prévio.

Contactos

Hanna Instruments Portugal Lda. Zona Industrial de Amorim Rua Manuel Dias, Nº 392, Fração I 4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim

www.hanna.pt

Tel: 252 248 670 Fax: 252 248 679

E-mail: assistencia@hanna.pt

